

AUDISOL®

ÖRONSPRAY FÖR ATT LÖSA UPP VAXPROPPAR

VAXPROPLÖSARE

- Löser upp överflödigt öronvax.
- Lämplig för hårda vaxproppar.
- Förhindrar uppkomst av öronvax.

LÄS NOGA DENNA BIPACKSEDEL FÖRE ANVÄNDNING. ANVÄND ENDAST ENLIGT ANVISNINGARNA. KONTAKTA VÅRDCENTRALEN OM SYMTOMEN KVARSTÅR.

Varför bildas vax i öronen?

Öronvaxet utsöndras från körtlar i den yttre hörselgången. Öronvax är viktigt eftersom det skyddar örat, men om överflödigt öronvax ansamlas, blir kvar för länge och hårdnar, det kan orsaka öronvärk, hörselnedsättning, klåda eller ringningar i öronen.

Vad är AUDISOL® Vaxproplösare?

Öronsprayen innehåller ämnet dokusatnatrium. Sprayen har en mildt upplösande verkan på öronvaxet, vilket gör det enklare att få bort smuts och fettpartiklar.

Bruksanvisning

När du använder förpackningen för första gången, är det lämpligt att klämma fast locket något. Ta av locket innan du vrider om munstycket. Munstycket kan då avge vätskan i en varsam spraydusch. Håll sprayflaskan en stund i handen så att vätskan värms upp något. Skaka sedan flaskan väl före användning. Se till att du har en pappersservett redo. Placera munstycket nära örongången. Spraya två till tre gånger. Tryck ihop och stäng hörselgången och massera undersidan av örat i fem till tio sekunder. Håll huvudet på sned så att vätskan kan rinna ut ur örat tillsammans med överflödigt öronvax. Torka upp vätskan med pappersservetten. Torka rent ytterörat. Rengör spraymunstycket med en bit papper efter varje användning. Använd varmt vatten om nödvändigt.

Varning

- AUDISOL® Vaxproplösare ska inte användas av patienter med perforerad trumhinna, dränage i trumhinnan (rör i örat), öroninflammation, öroninfektion eller som nyligen genomgått öronkirurgi.
- Undvik att spraya i ögonen.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Sluta använda öronsprayen om det börjar ringa i öronen (tinnitus), om du blir yr eller om du upplever att det gör ont varje gång direkt efter att öronsprayen appliceras.
- Om hudrodnad, klåda, ihållande tårbildning eller öronsmärta uppstår omedelbart efter användning av sprayen kan det vara ett tecken på överkänslighet.
- Om du av misstag skulle råka få spray i munnen eller ögonen, skölj omedelbart det drabbade området med rikligt med vatten.
- Kontakta vårdcentralen om symtomen kvarstår.

Innehåll

20 ml flaska med roterbart spraymunstycke. Bruksanvisning. Totalt nettoinnehåll: 20 ml.

Dosering och användning

- Två till tre doser i vardera örat dagligen.
- Använd inte AUDISOL® Vaxproplösare längre än 30 dagar i följd.
- Dosen kan ökas till högst fyra till sex spraydosor dagligen.
- Omskakas väl före användning.
- Rekommenderas ej för barn under 3 år.

Innehållsämnen per ml

Dokusatnatrium (dioktylsulfosuccinat) 9,6 mg

Ingredienser: Vatten (aqua purificata), pentylenglykol, natriumklorid, dinatriumfosfat, natriumdivätefosfat.

Förvaring

15/25 Vid rumstemperatur (15–25 °C) på en torr, mörk plats i originalförpackningen. Får ej frysas. Används inom 30 dagar efter att förpackningen brutits. Använd inte denna produkt efter utgångsdatum som är tryckt på kartongen och flaskan.

En produkt från



Noru Pharma
Live Better

Mer information: www.audisol.se



Tillverkare:
PK Benelux BV,

Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, Nederländerna.

Distributör:

Nordic Lab AB
Box 7324
187 14 Täby
Sverige



AUDISOL® är ett skyddat varumärke.

Denna bruksanvisning ändrades senast den 09 Jan 2019.



LOT Lotnummer och utgångsdatum finns på förpackningens undersida.

SYMBOLER SOM ANVÄNDS

	CE-märkningen är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv.
	Symbol som anger att förpackningen kan återvinnas.
	Information om tillverkare.
	Produkten ska inte användas efter utgångsdatumet.
	Produktens tillverkningsbetsnummer.
	Var särskilt uppmärksam på varningstexterna.
15/25	Produkten skall förvaras på en säker, torr och mörk plats vid rumstemperatur (15–25 °C).
	Läs bruksanvisningen noggrant före användning. Använd endast enligt anvisningarna.

ENDAST AVSEDD FÖR UTVÄRTES BRUK