

# Bruksanvisning

EduMic



## Introduktion

Bruksanvisningen vägleder dig i hur du använder och tar hand om din nya EduMic. Läs noga igenom bruksanvisningen, inklusive avsnittet Varningar. Det hjälper dig att få största möjliga nytta av din nya EduMic.

Om du har ytterligare frågor kring hantering av din EduMic rekommenderar vi att du kontaktar din audionom.

Bruksanvisningen har en innehållsförteckning med sex avsnitt som gör det lättare att hitta det du söker.

| [Om](#) | [Start](#) | [Hantering](#) | [Andra lägen](#) | [Varningar](#) | [Mer info](#) |

## Avsedd användning

<b>Avsedd användning</b>	EduMic är en trådlös mikrofon och sändare av tal och andra ljudsignaler till hörapparater.
<b>Indikation för användning</b>	Ingen indikation för användning.
<b>Avsedda användare</b>	Vuxna och barn över 36 månader.
<b>Användningsmiljö</b>	Klassrum / Personlig användning.
<b>Kontraindikationer</b>	Användare av aktiva implantat måste vara särskilt uppmärksamma vid användning av EduMic. Se varningsavsnittet för att läsa mer.
<b>Kliniska fördelar</b>	Se hörapparatens kliniska fördelar.

# Innehållsförteckning

<b>Om</b>	
Förpackningens innehåll	6
Komma igång	7
Introduktion	8
<b>Start</b>	
EduMic - delar och funktioner	10
Sätta på och stänga av EduMic	14
Stänga av mikrofonen	15
Parkoppla EduMic med hörapparater	16
Parkoppla EduMic med laddningsbara hörapparater	18
Ladda EduMic	20
<b>Hantering</b>	
Varningslampa för lågt batteri	21
Batterianvändning	22
Laddningstid	23
Parkoppling	24
Radera parkopplade enheter	25
Använda roterande clipet	26
Rengöring	27

<b>Andra lägen</b>	
Ansluta till externa ljudkällor	28
Ansluta till klassrumssystem	30
FM skyddshölje	33
Aktivera telespolsläge	34
<b>Varningar</b>	
Varningar	36
<b>Mer info</b>	
Hanteringsanvisning	39
Felsökning	40
Garanti	43
Teknisk information	44

## Förpackningens innehåll

Förpackningen innehåller följande delar:



EduMic



Justerbart halsband



Kabel med  
3,5 mm-kontakt



FM-skyddsfall



Denna bruksanvisning  
(Bruksanvisning)



Laddare  
(Varierar från land till land)




USB-kabel  
för laddning

## Komma igång


Innan du kan börja använda EduMic, behöver du parkoppla EduMic med dina hörapparater.

Parkopplingen sparas så du behöver bara genomföra den en gång. Besök [www.oticon.se/compatibility](http://www.oticon.se/compatibility) för mer information.

### Parkoppla EduMic med hörapparater



EduMic



Hörapparat


Se sidan  
**16**  
eller  
**18**

## Introduktion

EduMic överför ljud till Oticon hörapparater via 2,4 GHz-teknik. Hörapparaterna tar emot överfört ljud i ett dedikerat EduMic-program.

### Mikrofon

När du sätter på EduMic tänds en grön LED-lampa. Detta betyder att mikrofonen är aktiverad. EduMic-mikrofonen fångar upp din röst och överför signalen med 2,4 GHz-teknik till ett obegränsat antal parkopplade hörapparater. På så sätt har varje person alltid en tydlig och konstant åtkomst till din röst, samtidigt som buller och ekon i exempelvis klassrummet, liksom avståndet mellan dig och den som lyssnar, begränsas.



Personer i alla åldrar kan dra fördel av en trådlös mikrofon genom direkt åtkomst till den primära talaren.

### Anslutningslägen

EduMic har fyra anslutningslägen:

- Mikrofon (20 m räckvidd)
- 3,5 mm kabel (20 m räckvidd)
- FM (3 m räckvidd)
- Telespole (3 m räckvidd)

Med 3,5 mm anslutning är EduMic i **kabel-läge** och överför ljud från externa källor direkt till hörapparaterna.

Ljudöverföring i mikrofon- och kabel-läget är avsedd för en-till-flera-kommunikation.



När en universal FM-mottagare är ansluten är EduMic i **FM-läge** och överför ljud från ett annat trådlöst klassrumssystem.







I **telespole-läge** överför EduMic ljud från ett telespolesystem.

Överföring i FM- och telespole-läget är avsedd för personlig användning i klassrummet (FM-läget) eller i offentliga rum (telespole-läget).

Under användning i telespole- eller DAI-läget kan avbrott förekomma. EduMic kommer att återställas och återgår inom kort till valt lyssningsprogram.

## EduMic - delar och funktioner




 <b>Statusindikator</b>		
	Blinkande blå	Parkoppling pågår
	Vit	Komma igång
	Grön	PÅ/Mikrofon
	Blinkande grön	Mikrofon avstängd i mikrofonläget
	Gul	3,5 mm/FM-läge
	Blinkande gul	Mikrofon avstängd i 3,5 mm-/FM-läget
	Röd	Parkopplingar raderade
	Magenta	Telespole
	Blinkande magenta	Mikrofon avstängd i telespoleläget
 <b>Strömindikator</b>		
	Vit	Komma igång
	Grönt	Fulladdad
	Blinkande gul	Laddar
	Blinkande röd	Svagt batteri

## Halsband - delar och funktioner

**Säkerhetskoppling**  
För snabb borttagning

**Justerbart fäste**  
För individuell  
justering



Halsband med  
EduMic

## Använda halsband


När EduMic används med halsband ska avståndet mellan munnen och EduMics översida inte överstiga 20 cm.

1. Fäst clipet på det justerbara fästet.
2. Häng halsbandet runt halsen och justera fästet för bästa avstånd till munnen.

### Tips:

För att minska brus i hörapparaterna rekommenderas att mikrofonen stängs av under hantering före användning.

EduMic bör inte användas intill smycken eller andra hårda föremål.



## Sätta på och stänga av EduMic



### PÅ/Mikrofon:

- Tryck på knappen i 2 sekunder tills båda indikatorerna lyser VITT och släpp sedan knappen. Vänta 10 sekunder tills statusindikatorn lyser GRÖNT. EduMic är nu på och mikrofonen är klar att användas.
- **AV:**  
Tryck in knappen i 2 sekunder tills statusindikatorn slocknar.

## Stänga av mikrofonen

Du kan aktivera "tyst läge" om du vill stänga av ljudet från EduMic. Tryck in knappen snabbt för att stänga av ljudet från EduMic.



### Tyst läge:

- Tryck in knappen snabbt. Statusindikatorn blinkar GRÖNT. Ljudöverföringen från EduMic är nu avstängd.
- **Ljudläge:**  
Aktivera ljudöverföring på EduMic genom att trycka snabbt på knappen igen.




## Parkoppla EduMic med hörapparater

Säkerställ att EduMic är påslagen




Aktivera parkopplingsläget i hörapparaterna



1. Stäng av dina hörapparater genom att öppna batterifacket.
2. Sätt på hörapparaterna genom att stänga batterifacket.

Nu har du 3 minuter på dig att parkoppla hörapparaterna med EduMic

Parkoppla hörapparater



Placera hörapparaterna nära EduMic.

Endast ett par hörapparater bör användas åt gången.

Statusindikatorn blinkar BLÅ medan parkoppling pågår.

Klar att använda



Statusindikatorn slutar blinka BLÅ när parkopplingen är slutförd och lyser då GRÖN.

Nu är EduMic redo att användas med hörapparaterna.

Om fler hörapparater behöver parkopplas upprepar du stegen ovan.

## Parkoppla EduMic med laddningsbara hörapparater

Se till att EduMic är påslagen



Aktivera parkopplingsläget i hörapparaterna


1. AV
2. PÅ



1. Stäng av hörapparaterna genom att trycka in den nedre delen av hörapparatens tryckknapp i 3 sekunder.
2. Sätt på hörapparaterna genom att trycka in den nedre delen av hörapparatens tryckknapp i 2 sekunder.

Nu har du 3 minuter på dig att parkoppla hörapparaterna med EduMic

Parkoppla hörapparater



Placera hörapparaten nära EduMic.

Endast ett par hörapparater bör användas åt gången.

Statusindikatorn blinkar BLÅTT under pågående parkoppling.

Klar att använda




Statusindikatorn slutar blinka BLÅ när parkopplingen är slutförd och lyser då GRÖN.

Nu är EduMic redo att användas med hörapparaterna.

Om fler hörapparater behöver parkopplas upprepar du stegen ovan.

## Ladda EduMic


### Anslut till strömkälla



1. För in mikro-USB:n i laddaren på EduMic.
2. Anslut kontakten till ett strömuttag.


Eller anslut USB-kabeln för laddning till ett USB-strömuttag.

### Laddar



Strömindikatorn blinkar GUL under laddning.

### Laddning klar



Strömindikatorn lyser GRÖN när batteriet är full-laddat.

## Varningslampa för lågt batteri

Strömindikatorn lyser RÖD när batteriet håller på att ladda ur. Då har du två timmar användning kvar innan batteriet tar slut.



### VIKTIGT MEDDELANDE

Under laddning ska laddningsindikatorn tändas enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Om laddningsindikatorn inte lyser enligt beskrivningen, koppla bort EduMic från laddaren och kontakta din audionom.

Ladda EduMic med medföljande original-USB-kabel eller strömförsörjning 5.0V / 1A, CE och säkerhetsmärkt.



## Batterianvändning

En fulladdad EduMic räcker för 10 timmar användning. Batteriets prestanda varierar beroende på hur du använder EduMic. Ljudöverföring i kabel-läget drar exempelvis mer batteri än i mikrofonläget.

Om batteriet i EduMic tar slut, anslut till strömkälla för att ladda.

För optimala laddningsförhållanden ska rumstemperaturen vara +20° C till +30° C

Om batteriet inte fungerar som det ska, kontakta din audionom.

## Laddningstid

Ladda EduMic helt innan du använder den första gången.

Vi rekommenderar att du laddar EduMic under natten. På så sätt börjar du alltid dagen med en fulladdad EduMic.

Laddningstiden varierar beroende på hur urladdat batteriet är.

Om EduMic är helt urladdad tar normal laddning:

2,5 timmar	1 timme	0,5 timme
Fulladdat	50 % laddning	25% laddning

Laddningen avslutas automatiskt när batteriet är fulladdat. Låt EduMic vara ansluten till strömkälla när den inte används.

## Parkoppling

För att höra den överförda ljudsignalen från EduMic måste hörapparaterna vara i EduMic-programmet. Detta kan ställas in automatiskt eller manuellt.

### Automatisk ändring av hörapparatprogram

EduMic kan lagra upp till tio hörapparatanslutningar. När någon av dessa hörapparater är inom 20 m avstånd från EduMic kommer de automatiskt att byta till EduMic-programmet. Genom att aktivera och inaktivera tyst-läge i EduMic aktiverar du också en programändring i hörapparaten.

### Manuellt ändring av hörapparatprogram

När EduMic är parkopplad med över 10 hörapparater lagras inte alla anslutningar i EduMic. I sådana fall kan användaren byta till EduMic-programmet på sina hörapparater manuellt eller på en personlig fjärrkontroll.

#### VIKTIGT MEDDELANDE

Se bruksanvisningen för dina hörapparater om detaljer kring funktionerna i just din hörapparat.

## Radera parkopplade enheter

Man kan radera parkopplingar från EduMic när de inte längre behövs. Genom att åter parkoppla hörapparaterna garanterar man återkomst till automatisk programändring för dessa hörapparater.

Se till att EduMic är påslagen



Radera parkopplade enheter




Tryck och håll i knappen i 12 sekunder tills statusindikatorn lyser RÖTT.

Alla parkopplingar med hörapparater har nu raderats från EduMic.

## Använda roterande clipet

När EduMic används i mikrofon-läget, bär som visas i stående läge. Avståndet mellan munnen och EduMics översida ska inte överstiga 20 cm. EduMic bör inte användas intill smycken eller andra hårda föremål.

**Fäst EduMic på dina kläder med det roterande clipet.**



## Rengöring

EduMic är fuktavvisande vilket gör den lätt att göra ren med en fuktig trasa. Du bör rengöra enheten regelbundet.


### VIKTIGT MEDDELANDE

EduMic får aldrig tvättas eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor.

## Ansluta till externa ljudkällor

Med 3,5 mm-ingången kan du ansluta EduMic till externa ljudkällor som ett ljudutjämningsystem, smartboards eller PC / surfplattor m.m.

### Anslut 3,5 mm kabeln



Sätt i kabeln.

Anslut kabeln till den externa ljudkällan.

Säkerställ att EduMic är påslagen.

### Kabel-läge



När kabeln är ansluten lyser statusindikatorn GULT.

EduMic-mikrofonen är inaktiverad i kabel-läge.

### Aktivera/inaktivera Tyst läge




Tryck in knappen snabbt för att aktivera tyst läge i EduMic.

Statusindikatorn blinkar GULT.

Inaktivera tyst läge genom att trycka snabbt på knappen en gång till.

### Återgå till mikrofonläget




1. Ta ut 3,5 mm kabeln ur EduMic.

2. Statusindikatorn lyser GRÖNT och EduMic återgår till mikrofonläget.

## Ansluta till klassrumssystem

Anslutning kräver en FM-sändare och en universal FM-mottagare med Europin-kontakt.

### Anslut mottagaren



Anslut mottagaren och se till att EduMic är påslagen.

Placera EduMic nära eleven (max 3 m).

Slå på FM-sändaren för att aktivera klassrumssystemet.


### FM-läge



När FM-mottagaren är ansluten lyser statusindikatorn GULT.

EduMic-mikrofonen är avstängd i FM-läget.

### Aktivera/inaktivera Tyst läge




Tryck in knappen snabbt för att aktivera tyst läge i EduMic.

Statusindikatorn blinkar GULT.

Inaktivera tyst läge genom att trycka snabbt på knappen en gång till.

### Återgå till mikrofonläget



1. Ta ut 3,5 mm kabeln ur EduMic.

2. Statusindikatorn lyser GRÖNT och EduMic återgår till mikrofonläget.




#### VIKTIGT MEDDELANDE

För att läsa mer om ditt specifika klassrumssystemets funktioner, se systemets egen bruksanvisning.

## FM skyddshölje

När en universalmottagare kopplas till EduMic rekommenderas att det medföljande vita gummi-höljet används för att skydda mottagaren.



#### VIKTIGT MEDDELANDE

FM-skyddshöljet får inte användas i mikrofonläget. Höljet kommer störa mikrofoninmatningen.

## Aktivera telespolsläge



Telespoleläge ger direkt tillgång till teleslingsystem som vanligtvis finns i teatrar och föreläsningssalor. Denna eller en liknande symbol visas där en teleslinga är installerad.

### Säkerställ att EduMic är avstängd



### Telespoleläge



Tryck och håll in knappen i 10 sekunder tills statusindikatorn lyser i MAGENTA. EduMic är nu i telespoleläge och EduMic-mikrofonen är avstängd. Räckvidden är 3 m.

### Aktivera/Inaktivera Tyst läge




Tryck in knappen snabbt för att aktivera tyst läge i EduMic.

Statusindikatorn blinkar MAGENTA.

Inaktivera tyst läge genom att trycka snabbt på knappen en gång till.

### Lämna telespolsläge



Tryck in knappen i 2 sekunder tills statusindikatorn slutar lysa.

## **Varningar**

För din personliga säkerhet och för att säkerställa korrekt användning bör du bekanta dig med följande allmänna varningar innan du använder din EduMic. Kontakta din audionom om du upplever oväntade resultat eller allvarliga händelser med din EduMic under användning eller på grund av dess användning. Din audionom kan hjälpa till med problemlösning och, i förekommande fall, rapportera tillverkaren och / eller myndigheter.

### **Kvävningsrisk och risk att svälja små delar.**

EduMic och dess delar bör förvaras utom räckhåll för barn och andra personer som riskerar att svälja dessa delar eller på annat sätt skada sig själva. Om en del har svalts ska läkare uppsökas omedelbart.

### **Explosionsrisk**

EduMic är säker att använda under normala förhållanden. EduMic har inte testats för överensstämmelse med internationella standarder för explosiva miljöer.

Använd därför inte EduMic i miljöer med explosionsrisk, t.ex. gruvor, syrgasrika miljöer eller områden där brandfarliga bedömningsmedel hanteras.

### **Röntgen/CT/MR/PET-skanning, elektroterapi och kirurgi**

Avlägsna EduMic före röntgen/CT/MR/PET-skanning, elektroterapi och kirurgi osv. eftersom de kan skadas av att utsättas för starka elektromagnetiska fält.

### **Värme och kemikalier**

EduMic får aldrig utsättas för hög värme, t.ex. i en parkerad bil som står i solen. EduMic får heller inte torkas i mikrovågsugn eller vanlig ugn.

Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvattnet, hudlotion, myggmedel och liknande produkter kan skada EduMic. Du ska alltid ta av EduMic innan du använder dessa produkter och se till att de hunnit torka innan du använder EduMic igen.

### **Störningar**

EduMic har genomgått grundliga tester för störningar enligt de strängaste internationella normerna. Men störningar mellan EduMic och andra enheter (t.ex. vissa mobiltelefoner, CB-enheter, butiksstödlarm och andra trådlösa enheter) kan förekomma. Om detta inträffar, öka avståndet mellan EduMic och den störande enheten.

### **Användning på flygplan**

EduMic har Bluetooth-teknik. EduMic får bara användas ombord på flygplan om flygpersonalen uttryckligen godkänt detta.

### **Aktiva implantat**

EduMic har testats noggrant och godkänts för människors hälsa enligt internationella normer för exponering för människor (Specific Absorption Ratio - SAR), inducerad elektromagnetisk kraft och spänning i människokroppen.

Exponeringsvärdena ligger långt under internationellt accepterade säkerhetsgränser för SAR, inducerad elektromagnetisk kraft och spänning i människokroppen som definieras i standarderna för människors hälsa och samexistens med aktiva medicinska implantat som pacemakers och hjärtfibrillatorer.

### **Uppladdningsbart batteri**

Försök inte att öppna EduMic. Det kan skada batteriet. Försök aldrig att byta ut batteriet. Om batteriet måste bytas ut, returnera din enhet till leverantören för åtgärd. Garantin upphör att gälla om det finns tecken på otillbörligt intrång i batterifacket.

Säkerheten för uppladdning av batterier med USB-sladden avgörs av den externa signalkällan. När apparaten är ansluten till nätströmsdriven utrustning, måste denna utrustning överensstämma med IEC-62368 eller motsvarande säkerhetsstandarder.

## Varningar

### Anslutning till extern utrustning

Eventuella risker vid användning av EduMic avgörs av den externa signalkällan. När apparaten är ansluten till nätströmsdriven utrustning, måste denna utrustning överensstämja med IEC-62368 eller motsvarande säkerhetsstandarder.

### Ej kompatibla, ej medföljande tillbehör

Använd endast tillbehör, transducers och kablar som levererats av tillverkaren. Ej kompatibla tillbehör kan leda till minskad elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i din enhet.

### Använda halsband

Halsbandet har utformats så att det går av automatiskt om det skulle fastna i något medan du bär det. Försök därför aldrig korta av eller modifiera halsbandet utan tillstånd. Halsbandet får inte bäras av barn under 36 månader.

### Laddar

För att inte batteriet ska skadas under förvaring bör EduMic laddas en gång i halvåret.

### Eventuella biverkningar

EduMics icke allergiframkallande material kan i undantagsfall orsaka hudirritation eller andra biverkningar.

*Kontakta en läkare vid eventuella problem.*

### Användning i trafik

Att använda EduMic kan påverka uppmärksamheten. Var uppmärksam på din omgivning när du använder EduMic. Följ den nationella lagstiftningen gällande användning av kommunikationsenheter i trafiken.

## Hanteringsanvisning

<b>Luftfuktighet vid användning, förvaring och transport</b>	15 % till 93 % relativ fuktighet, ej kondenserande
<b>Driftstemperatur</b>	+5 °C till +40 °C
<b>Förvaringstemperatur</b>	-20° C till +30° C Ladda EduMic innan du förvarar den Ladda därefter en gång i halvåret
<b>Transporttemperatur</b>	-20 °C till +60 °C
<b>Atmosfäriskt tryck</b>	700 hPa till 1060 hPa

## Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Minskat ljud från EduMic	Mikrofonöppningen är övertäckt	Flytta EduMic så att den inte täcks av kläder
	EduMic sitter för långt från munnen	Flytta EduMic till max 20 cm från munnen
	EduMic sitter vänd från munnen	Vänd EduMic så att den är riktad mot din mun. Se avsnitt: Så här bär du EduMic
Inget ljud från EduMic	Hörapparaterna finns inte i EduMic-programmet	Stäng av och sätt på ljudet i EduMic eller parkoppla hörapparaterna med EduMic igen
	Parkoppling med hörapparater misslyckades	Byt ut eller ladda batterierna för att vara säker på att batterierna har tillräckligt med ström och försök igen.
EduMic kan inte parkopplas med hörapparater	Hörapparaterna Oticon Opn och Oticon Siya har redan parkopplats med en annan EduMic	Radera alla parkopplingar med denna EduMic och parkoppla med rätt EduMic. Hörapparaterna kan bara parkopplas med en EduMic
	Hörapparater är parkopplade med en annan EduMic som är påslagen och inom ett avstånd på 20 m	Stäng av ansluten EduMic eller radera alla parkopplingar med denna EduMic för att ansluta till önskad EduMic
Lågt tonbrus i 3,mm kabelanslutning vid laddning	Ladda och lyssna på ljud från samma enhet / dator stöds inte	Ladda EduMic via vägguttaget
Blinkar ljusblått när jag försöker sätta på EduMic	EduMic har laddat ur	Ladda EduMic
Båda LED-indikatorerna blinkar RÖTT	Systemfel	Kontakta din audionom

## Internationell garanti

Din EduMic har en begränsad internationell garanti som gäller i 12 månader från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti omfattar tillverkningsfel och materiella defekter på själva enheten, men inte tillbehör som t.ex. batterier, sladdar, strömenheter osv. Problem som uppkommit pga. felaktigt/olämpligt handhavande, åverkan, slitage, olyckshändelser, reparationer utförda av ej auktoriserad serviceverkstad eller om enheten har utsatts för frätande kemikalier, täcks INTE av garantin och garantin upphör då att gälla. Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt som tillämpas enligt nationell lagstiftning angående konsumentvaror. Din audionom kan ha en garanti som sträcker sig utöver denna begränsade garanti. Kontakta din hörselklinik för mer information.

### Om du behöver service

Ta med din EduMic till din audionom som kan hjälpa till med mindre problem och justeringar. Din audionom kan hjälpa dig att få garantiservice från tillverkaren. Din audionom kan ta ut en avgift för sina tjänster.

## Garanti

### Certifikat

Köpare: \_\_\_\_\_

Audionom: \_\_\_\_\_

Audionomens adress: \_\_\_\_\_

Audionomens telefonnummer: \_\_\_\_\_

Inköpsdatum: \_\_\_\_\_

Garantiperiod: \_\_\_\_\_ Månad: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

## Teknisk information

EduMic innehåller en radiosändare med Bluetooth Low Energy (BLE) och kortdistansradioteknik som båda arbetar på ISM-bandet 2,4 GHz. Radiosändaren är svag och verkar alltid under 50 mW, lika med 17 dBm i total utstrålad effekt.

EduMic efterlever internationella standarder gällande elektromagnetisk kompatibilitet och mänsklig exponering.

För användning på kroppen uppfyller denna enhet FCC- och IC RF-exponeringsgränser och har testats när den är i kontakt med människokroppen. Enheten får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

På grund av det begränsade utrymmet på EduMic återfinns all relevant godkännandemärkning i detta dokument.

EduMic innehåller programvaran LittleFS © 2017, Arm Limited. Alla rättigheter förbehållna. Besök Support på [www.oticon.global](http://www.oticon.global).

Ytterligare information finns i produktinformationsbladet på [www.oticon.se](http://www.oticon.se)

Tillverkaren deklarerar att EduMic överensstämmer med de väsentliga kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiv 2014/53/EC.

Denna medicinska enheten uppfyller förordningen om medicinsk utrustning (EU) 2017/745.

Deklaration om överensstämmelse finns att tillgå från tillverkaren.











Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danmark



Avfall från all elektronisk utrustning ska hanteras enligt lokala föreskrifter.



## Beskrivning av symboler som används i denna bruksanvisning

	<b>Varningar</b> Text markerad med en varningssymbol måste läsas innan enheten används.
	<b>Tillverkare</b> Eheten är tillverkad av tillverkaren vars namn och adress som anges bredvid symbolen. Indikerar tillverkaren av den medicintekniska enheten, enligt EU:s direktiv 2017/745 och 2017/746.
	<b>CE-märkning</b> Eheten efterlever alla nödvändiga EU-förordningar och direktiv.
	<b>Elektroniskt avfall (WEEE)</b> Hörapparater, tillbehör eller batterier ska återanvändas enligt lokala föreskrifter. Hörapparat-användare kan också returnera elektroniskt avfall till sin audionom för bortskaffande. Elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2012/19 / EU om avfall och elektrisk utrustning (WEEE).
	<b>Regulatory Compliance Mark (RCM)</b> Eheten uppfyller kraven för elsäkerhet, EMC och radiospektrum för enheter avsedda för Australien och Nya Zeeland.
	<b>Dubbel isolering</b> Indikerar att produktens strömförsörjning är dubbelisolerad. Detta innebär en mycket låg risk för första fel.
	<b>Inomhusbruk</b> Indikerar att produkten är klassad för inomhusbruk.
	<b>TwinLink 2.4 GHz</b> Eheten innehåller Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 GHz radioteknologi som stöder trådlös överföring till Oticon-hörapparater med en 2,4 GHz-mottagare.

2200065E / 2020.03.12



### Hörselslinga

Logotypen innehåller universalsymbolen för hörselhjälp. "T" betyder att en hörselslinga installerats.

## Beskrivning av andra symboler på etiketterna



### Förvara torr

Indikerar en medicinsk enhet som ska skyddas mot fukt.



### Varningssymbol

Se bruksanvisningen för beskrivning av varningar och försiktighetsåtgärder.



### Katalognummer

Anger tillverkarens katalognummer för att lätt identifiera den medicinska enheten



### Serienummer

Anger tillverkarens serienummer för att lätt identifiera den medicinska enheten



### Batteriåtervinningssymbol

Återvinningssymbol för Li-Ion-batteri

5.0V 500mA

### Strömförsörjning

Anger strömförsörjningen från strömkälla till enhet.



### Firmware

Firmware-version i enheten



### Medicinsk enhet

Anordningen är en medicinsk enhet.



### Syd Afrikansk ICASA märkning

Eheten har licens att säljas i Sydafrika.

2200065E / 2020.03.12





**oticon**  
life-changing technology