

Din återförsäljare:

*Artone*

Bluetooth®produkter och slingkrokar



Starkey Sweden AB  
Box 17253  
104 62 Stockholm  
Tel: 08-442 48 90  
E-post: [info@starkey.se](mailto:info@starkey.se)  
<http://www.starkey.se>

Artone Communication Solutions  
[www.artonecs.com](http://www.artonecs.com)



### Artone

En lättanvänd Bluetooth® halsslinga i snygg design för telefoni som enkelt kopplas ihop med din mobiltelefon. Det ingår fyra olikfärgade skal och tre olika laddare; USB-kabel, väggadapter och cigaret-tuttgsadapter.



### Artone slingkrokar

Snygga diskreta induktiva slingkrokar med 3,5 mm stereoanslutning för anslutning till valfri ljudkälla, exempelvis iPod, MP3 eller liknande. Finns i både mono- och binaural-utförande.



### Artone MS

En lättanvänd och robust Bluetooth® halsslinga för telefoni mm. Stöder dualfunktion, dvs två enheter kan vara samtidigt anslutna och man kan växla mellan dessa. Stöder bland annat A2DP som kan krävas för överföring av musik mm. USB-kabel och väggadapter för laddning



### Artone TVB

En Bluetooth® sändare med 3,5 mm stereo-kontakt som kan anslutas till godtycklig ljudkälla, exempelvis TV, radio, iPod etc. Kan kopplas ihop med Artone, Artone MS eller annan Bluetooth-utrustning för trådlös överföring. Levereras med USB-kabel för laddning.

Funktion	Artone	Artone MS	Artone TVB
Laddare	USB, vägg & cigarett	USB & vägg	USB
Utbytbara skal	4	NEJ	NEJ
Ant. samt. enheter	1	2	1
Profiler/protokoll	Headset & handsfree	Headset, handsfree, A2DP & AVRCP	Headset & handsfree
Räckvidd	Upp till 10 m	Upp till 10 m	Upp till 10 m
Standbytid	Upp till 380 tim	Upp till 250 tim	Upp till 120 tim
Samtalstid/musik	Upp till 15 tim	Upp till 12/10 tim	3 - 4 tim
Laddningstid	ca 3 tim	2 - 3 tim	2 - 3 tim



Experience more.